

1,4-DIISOKYANATOBUTAN


BDI, 1,4-butandiisokyanát, tetramethylen-diisokyanát

CAS: 4538-37-8

Vzorec: C₆H₈N₂O₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	140,14
Hustota:	1,11 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H302+H312+H332-H315-H317-H319-H334-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro syntézu	1 g	R.0660.1
min 99 %, pro syntézu	5 g	R.0660.2
min 99 %, pro syntézu	10 g	R.0660.3