

1,4-DIOXAN ROTISOLV® HPLC

1,4-diethylendioxid

CAS: 123-91-1


Vzorec: C₄H₈O₂

- Zfiltrovaný přes 0,2μm membránový filtr
- Plnění pod inertním plynem, nestabilizovaný

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	88,11
Index lomu/20 °C:	1,422
Bod varu:	101,3 °C
Bod tání:	11,8 °C
Hustota/20 °C:	1,034
Obsah (GC):	min 99,8 %
Voda:	max 0,02 %
Acidita:	max 0,002 %
Odparek:	max 0,0005 %
Bezp. věty (GHS):	H225-H351-H319-H335-EUH019-EUH066

Vlnová délka (nm)	300	270	240	220
Min propustnost (%T)	98	80	40	20



1,4-DIOXAN

Balení	Katalogové číslo
1 l	D 12702
2,5 l	D 12701
4 x 2,5 l	D 12701.4