

10× PBS ROTI®-STOCK

10× koncentrovaný roztok PBS (Phosphate buffered saline)

- Víceúčelový standardní roztok pro detekční systémy, použitelný v biochemii proteinů, cytologii a molekulárně biologických testech
- 1× PBS je využitelný jako roztok pro Western-Blot, ELISA, rozpouštění proteinů a další molekulárně biologické a histologické metody
- Doporučený pro "AP-mediated" detekční systémy
- Sterilizován filtrací přes 0,2μm membránový filtr

Technické parametry

Složení: 1,37 M NaCl, 27 mM KCl, 100 mM Na₂HPO₄, 20 mM KH₂PO₄, deionizovaná voda

pH: 7,4



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro biochemii, BioScience-Grade	1 l	R.1058.1