

10× TBST Pufr Roti®-Stock

Roztok 10× TBST (Tris-Buffered Saline s Tween 20) ready-to-use, filtrovaný a sterilizovaný párou pro biochemii proteinů, cytologii, a molekulární biologii

- Všestranný standardní roztok pro biochemické proteinové detekční systémy (doporučený pro AP-mediované detekční systémy), cytologické barvení a molekulární aplikace



Roti®-Stock 10× TBST

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
10× TBST, BioScience Grade pro biochemii, cytologii a molekulární biologii	1 l	sklo	R.1061.1