


100 bp DNA-marker ekvimolární

DNA marker a pufr pro přípravu gelů v jednom

- Klasický marker pro malé fragmenty
- Obsahuje 11 fragmentů o velikosti 100 - 1000 bp
- Využitelné pro cca 200 pruhů na minigelu / 100 µg
- Jednotlivé pruhy jsou ekvimolární (stejná molární koncentrace)
- Lyofilizováno, skladovat při teplotě -20 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	50 µg + pufr pro nanesení gelu	R.T834.1
pro elfo	4 x 50 µg + pufr pro nanesení gelu	R.T834.2