

2,2'-DIPYRIDYL


α,α -dipyridyl, 2,2'-bipyridin

CAS: 366-18-7

Vzorec: $C_{10}H_8N_2$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	156,19
Indikátor:	redoxní
Redoxní potenciál E_0 [V] při pH = 0 a 20 °C:	+1,03
Barevný přechod (zoxidovaná - redukováná forma):	bledě modrá - červená
Pracovní roztok:	1,171 g indikátoru a 0,695 g $FeSO_4 \cdot 7 H_2O$ v 100 ml H_2O
Bezp. věty (GHS):	H301+H311



2,2'-DIPYRIDYL

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	25 g	D 24101

2,2'-DIPYRIDYL

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 95 %, pro biochemii	5 g	R.4153.1
min 95 %, pro biochemii	25 g	R.4153.2