

### 3-(TRIMETHYLSILYL)PROPIONÁT SODNÝ D4

TSP-D4

Pro nukleární magnetickou rezonanci

**CAS:** 24493-21-8

**Vzorec:**  $(\text{CH}_3)_3\text{SiCD}_2\text{CD}_2\text{COONa}$


#### Technické parametry

Molekulová hmotnost:

172,27

Bezp. věty (GHS):

H315-H319-H335



| Čistota          | Balení | Katalogové číslo |
|------------------|--------|------------------|
| 99 % deuterovaný | 1 g    | R.9922.1         |