

384jamkové PCR destičky s rámečkem | BRAND

Čiré a bílé 384jamkové destičky vhodné pro PCR, qPCR aplikace i pro Roche Lightcycler®

- Vhodné pro automatizované postupy a pro robotické přístroje
- Tenké stěny destičky usnadňují přenos tepla a zkracují doby cyklů
- Kvalita čistých prostor, dokonale hladký povrch, bez RNáz, DNáz a DNA

Technické parametry

Materiál:	PP
Objem jamky:	0,04 ml
Objem vzorku:	2 - 30 µl



Použití	Barva	Uříznutý roh	Balení (ks)	Katalogové číslo
PCR	čirá	A24, H24	50	K781345
qPCR	čirá	A24	50	K781347
qPCR Roche Lightcycler®	bílá	A24, P24	50	K781358