

384jamkové PCR destičky s rámečkem | NIPPON Genetics

Číré 384jamkové ultratenké destičky s plným rámečkem vhodné pro PCR aplikace

- Kompatibilní se všemi standardními cykly - [SEZNAM KOMPATIBILNÍCH PŘÍSTROJŮ](#)
- Vhodné provedení pro robotické přístroje
- Tenké stěny destičky zaručují optimální přenos tepla pro přesné výsledky a zkracují doby cyklů
- Nepyrogeenní, bez RNáz/DNáz a gDNA
- Seříznutý roh

Technické parametry

Materiál:	99,9% čistý panenský polypropylen
Objem jamek:	50 µl



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
384jamková PCR destička s rámečkem	50	N300150

Těsnicí uzavírací víčka pro 384jamkové PCR destičky | NIPPON Genetics

Měkká uzavírací víčka pro 384jamkové PCR destičky

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Těsnicí uzavírací víčko měkké	10	N300311



△ P-LAS