

Adaptér 0,2 ml pro PCR mikrozukumavky | SSI

0,2 ml PCR mikrozukumavka pro vložení do 0,5 ml mikrozukumavky

- Podepřená stěna a dno 0,2 ml mikrozukumavky umožňují centrifugaci při 20 000 × g
- Stupnice dělená po 100 µl pro snadnou kontrolu objemu vzorku
- Bez RNáz, DNáz a PCR inhibitorů

Technické parametry

Materiál:

bezbarvý PP



Adaptér 0,2ml pro PCR mikrozukumavky

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Adaptér 0,2 pro 0,5 ml PCR mikrozukumavky	100	U320100