

ADF a NDF roztoky

roztoky ke stanovení acido detergentní vlákniny (acidic detergent fibre) a ke stanovení neutrálně detergentní vlákniny (neutral detergent fibre)

ADF a NDF testy jsou využívány zejména k určení výživové hodnoty zvířecího krmiva

- dle metodické příručky VDLUFA, 3. vydání

Specifikace	Balení	Bezp. věty (GHS)	Katalogové číslo
ADF roztok, ke stanovení acido detergentní vlákniny (acidic detergent fibre) dle metodické příručky VDLUFA, 3. vydání	1 l	H290-H315-H319-H412	R.9942.1
ADF roztok, ke stanovení acido detergentní vlákniny (acidic detergent fibre) dle metodické příručky VDLUFA, 3. vydání	5 l	H290-H315-H319-H412	R.9942.2
NDF roztok, ke stanovení neutrálně detergentní vlákniny (acidic detergent fibre) dle metodické příručky VDLUFA, 3. vydání	1 l	H360FD	R.9943.1
NDF roztok, ke stanovení neutrálně detergentní vlákniny (acidic detergent fibre) dle metodické příručky VDLUFA, 3. vydání	5 l	H360FD	R.9943.2