

ADP (Adenosindifosfát)

Adenosin-5'-trihydrogendifosfát v roztoku

CAS: 58-64-0

Vzorec: C₁₀H₁₅N₅O₁₀P₂


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

427,2 g/mol

Teplota skladování:

-20 °C



 P-LAB

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
≥97 % pro biochemii	100 mg	sklo	R.1T9L.1
≥97 % pro biochemii	500 mg	sklo	R.1T9L.2
≥97 % pro biochemii	1 g	sklo	R.1T9L.3