


Agar bramborový s glukózou (PDA médium)

Potato Dextrose Agar; pro kultivaci a identifikaci kvasinek a plísní

Technické parametry

pH:	5,6 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 liter):	4 g bramborového výtažku; 20 g glukózy; 15 g agaru
Příprava:	39 g na 1 l agaru



Aspergillus brasiliensis

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., pro mikrobiologii	500 g	plast	R 79310
Ph.Eur., pro mikrobiologii	1 kg	plast	R 79312
Ph.Eur., pro mikrobiologii	2,5 kg	plast	R.X931.3