

Agar CASO s lecitinem a polysorbátem 80

Pro detekci mikroorganismů z kosmetických produktů a dezinfikovaných povrchů

Technické parametry

pH:	7,2 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	15 g pankreaticky štěpeného kaseinu; 5 g peptonu ze sóji; 5 g chloridu sodného; 0,7 g lecitinu; 5 g polysorbátu 80; 15 g agaru
Příprava:	45,7 g na 1 l agaru

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.8848.1

Synonymum: TSA Letheen, Tryptone Soy Agar Letheen, TSA with Tween 80 and Lecithin