


Agar CLED

Pro kultivaci a diferenciaci grampozitivních a gramnegativních bakterií z močového traktu

Technické parametry

pH:	7,3 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	4 g peptonu z kaseinu; 4 g peptonu ze želatiny; 3 g hovězího extraktu; 10 g laktózy; 0,128 g L-cystinu; 0,02 g bromfenolové modři; 15 g agaru
Aplikace:	36 g na 1 l agaru



A: *Proteus vulgaris* (modrá barva kvůli změně pH na >7,6)

B: *Escherichia coli* (zeleno-žlutá barva způsobená produkcí kyselin při fermentaci laktózy)

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.2835.1
pro mikrobiologii	1 kg	plast	R.2835.2