

Agar CLED plus

Pro kultivaci, snadnou diferenciaci podle barvy a počítání gram-pozitivních a gramnegativních bakterií z močového traktu

Technické parametry

pH:	7,5 ± 0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	4 g peptonu z kaseinu; 4 g peptonu z želatiny; 3 g hovězího extraktu; 10 g laktózy; 0,128 g L-cystinu; 0,02 g bromfenolové modři; 0,1 g Andradeho indikátoru; 15 g agaru
Aplikace:	36,2 g na 1 l agaru

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.2836.1

Obsahuje Andradeho indikátor