

Agar krystalová violeť-žluč-glukóza

Pro kultivaci a identifikaci enterobakterií ve vodě, potravinách a dalších materiálech

- Doporučeno pro růst a identifikaci *E. coli* a *P. aeruginosa* během testů na gram-negativní bakterie tolerantní na žluč

Technické parametry

Certifikáty:	ISO 21528
pH:	7,4 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	3 g kvasničného extraktu; 7 g peptonu; 5 g chloridu sodného; 1,5 g žlučové soli; 10 g glukózy, 0,03 g neutrální červeně; 0,002 g krystalové violeti; 15 g agaru
Aplikace:	41,5 g na 1 l agaru



Specifikace	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., pro mikrobiologii	500 g	plast	R 79390
Ph.Eur., pro mikrobiologii	1 kg	plast	R 79392
Ph.Eur., pro mikrobiologii	2,5 kg	plast	R.X939.3

Synonymum: VRBD agar