


Agar krystalová violeť-žluč-laktóza

Pro detekci a identifikaci koliformních bakterií v mléce, potravinách a dalších materiálech

Technické parametry

Certifikáty:	ISO 4832
pH:	7,4 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	3 g kvasničného extraktu; 7 g peptonu; 5 g chloridu sodného; 1,5 g žlučové soli; 10 g laktózy; 0,03 g neutrální červeně; 0,002 g krystalové violeti; 15 g agaru
Aplikace:	41,5 g na 1 l agaru



A: *Escherichia coli*

B: *Salmonella gallinarum*

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R 79400

Synonymum: VRB agar