

Agar krystalová violet-žluč s dextrózou a laktózou

Pro detekci a stanovení počtu enterobakterií

Technické parametry

pH:	7,4 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	3 g kvasničného extraktu; 7 g pankreatického hydrolyzátu z želatiny; 1,5 g cholátu; 10 g laktózy (monohydrátu); 5 g chloridu sodného; 10 g glukózy (monohydrátu); 0,03 g neutrální červení; 0,002 g krystalové violeti; 15 g agaru
Aplikace:	51,5 g na 1 l agaru

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.AE45.1

Synonymum: Agar Medium F