

Agar Lethéen modifikovaný

Pro mikrobiologické analýzy kosmetických přípravků a vzorků obsahujících dezinfekční prostředky nebo konzervační přípravky

Technické parametry

pH:	7,2 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g peptonu z masa; 10 g peptonu z kaseinu; 7 g polysorbátu 80; 5 g chloridu sodného; 3 g masového extraktu; 2 g kvasničného extraktu; 1 g glukózy; 1 g lecitinu; 0,1 g hydrogensířičitanu sodného; 20 g agaru
Aplikace:	59,1 g na 1 l agaru

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.5759.1