

Agar m-CPPro izolaci a počítání *Clostridium perfringens***Technické parametry**

pH:	7,6 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	30 g tryptózy; 20 g kvasničného extraktu; 5 g sacharózy; 1 g L-cystin hydrochloridu; 0,1 g síranu hořečnatého heptahydrátu; 0,04 g bromkresolového purpuru; 15 g agaru
Aplikace:	71,1 g na 1 l agaru. Po autoklávování přidat 2 lahvičky (4 ml) s rekonstituovaným suplementem <i>Clostridium perfringens</i> (R.CL52.1)

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CL55.1

Podle TWVO 2001