


Agar MacConkey

Pro selektivní izolaci a identifikaci enterobakterií z odpadních vod, potravin a dalších vzorků

Technické parametry

Certifikáty:	ISO 21567
pH:	7,1 ± 0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	17 g peptonu ze želatiny, 3 g peptonové směsi; 10 g monohydrátu laktózy; 1,5 g žlučové soli; 5 g chloridu sodného; 0,03 g neutrální červeně; 0,001 g krystalové violeti; 13,5 g agaru
Aplikace:	50 g na 1 l agaru



A: *Enterobacter aerogenes*
B: *Shigella dysenteriae*

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., pro mikrobiologii	100 g	plast	R.X922.3
Ph.Eur., pro mikrobiologii	500 g	plast	R 79220
Ph.Eur., pro mikrobiologii	1 kg	plast	R 79222

Synonymum: Agar medium H