


## Agar MacConkey se sorbitolem (SMAC Agar)

Selektivní a diferenciální médium pro detekci *E. coli* O157: H7 fermentující sorbitol

### Technické parametry

|                      |                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pH:                  | 7,1 ± 0,2                                                                                                                                              |
| Teplota skladování:  | +20 °C                                                                                                                                                 |
| Složení (na 1 litr): | 20 g peptonu ze želatiny; 10 g sorbitolu; 5 g chloridu sodného; 1,5 g žlučových solí; 0,03 g neutrální červeně; 0,001 g kryštálové violeti; 15 g agaru |
| Aplikace:            | 51,5 g na 1 l agaru                                                                                                                                    |



A: *E. coli* ATCC25922  
B: *E. coli* O157:H7

| Popis             | Balení | Obal  | Katalogové číslo |
|-------------------|--------|-------|------------------|
| pro mikrobiologii | 500 g  | plast | R.5778.1         |

Synonymum: MacConkey Agar with sorbitol, SMAC Agar