

Agar MRS

Pro kultivaci laktobacilů

Technické parametry

pH:	6,2 ±0,2
Teplota skladování:	+4 °C
Složení (na 1 litr):	10 g peptonu; 4 g kvasničného extraktu; 8 g masového extraktu; 20 g glukózy; 2 g hydrogenfosforečnanu draselného; 5 g octanu sodného; 2 g citronanu amonného; 0,2 g síranu hořečnatého; 0,05 síranu manganitého; 1 g Tween 80; 10 g agaru
Aplikace:	62 g na 1 l agaru

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	100 g	plast	R.X924.5
pro mikrobiologii	500 g	plast	R 79240
pro mikrobiologii	1 kg	plast	R 79242
pro mikrobiologii	2,5 kg	plast	R.X924.3
pro mikrobiologii	5 kg	plast	R.X924.4