

Agar MRS s pH 5,7

Pro kultivaci pH senzitivních laktobacilů z potravin a krmiva

- Pro kultivaci speciálních kmenů laktobacilů, které vykazují snížený růst při vyšších hodnotách pH

Technické parametry

Certifikáty:	ISO 15214
pH:	5,7 ±0,1
Teplota skladování:	+4 °C
Složení (na 1 litr):	10 g peptonu z kaseinu; 4 g kvasničného extraktu; 10 g hovězího extraktu; 20 g glukózy; 2 g hydrogenfosforečnanu draselného; 5 g octanu sodného; 2 g citronanu triamonného; 0,20 g síranu hořečnatého heptahydrátu; 0,05 g síranu manganatého; 1,08 g Tween 20; 10 g agaru
Aplikace:	64 g na 1 l agaru

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.HP65.1

Složení média podle deMana, Rogosa a Sharpera