


Agar Oxford Listeria (základ)

Selektivní médium pro detekci *Listeria monocytogenes*

Technické parametry

Bezpeč. věty (GHS):	H302-H315-H319
Certifikáty:	ISO 11290-1
pH:	7,0 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	23 g peptonový mix; 5 g chloridu sodného; 1 g škrobu; 15 g chloridu litného; 1 g eskulínu; 0,5 g křemičitanu amonného; 10 g agaru
Aplikace:	55,5 g na 1 l agaru. Po ochlazení přidat 2 vialky (2 × 2 ml) rekonstituovaného Listeria Oxford supplementu (R.5801.1)



Listeria monocytogenes

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.5767.1

Synonymum: Oxford Agar