


Agar Palcam Listeria (základ)

Diferenciační médium pro detekci *Listeria* ssp., zvláště *L. monocytogenes*

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H315-H319
Certifikáty:	ISO 11290-1
pH:	7,2 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	23 g peptonového mixu; 5 g chloridu sodného; 1 g škrobu; 15 g chloridu litného; 10 g D-mannitolu; 3 g kvasničného extraktu; 0,8 g eskulínu; 0,5 g glukózy; 0,08 g fenolové červeně; 0,5 g křemičitanu amonného; 10 g agaru
Aplikace:	68,8 g na 1 l agaru. Po ochlazení přidat 2 vialky(2 × 2 ml) rekonstituovaného Listeria Palcam suplementu (R.5803.1)



Listeria monocytogenes

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.5768.1

Synonymum: Palcam Agar