

Agar Plate Count

Pro počítání aerobních mikroorganismů v mléku, potravinách a dalších materiálech

Technické parametry

Certifikáty:	ISO 4833:2003
pH:	7,0 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	5 g peptonu z kaseinu; 2,5 g kvasničného extraktu; 1 g glukózy; 15 g agaru
Aplikace:	23,5 g na 1 l agaru

Specifikace	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R 79300
pro mikrobiologii	1 kg	plast	R 79302
pro mikrobiologii	2,5 kg	plast	R.X930.3