

Agar R2A

Pro počítání heterotrofních bakterií ze vzorků vody

- Nutričně redukované médium
- Inkubace vzorků vody na agaru R2A vede k získání vyššího počtu kolonií mikroorganismů než u nutričně bohatých médií, zvláště při inkubaci při nižších teplotách

Technické parametry

pH: 7,2 ±0,2

Teplota skladování: +20 °C

Složení (na 1 litr): 0,5 g kvasničného extraktu; 0,5 g peptonu; 0,5 g hydrolyzátu kaseinu; 0,5 g glukózy; 0,5 g škrobu; 0,3 g hydrogenfosforečnanu draselného; 0,024 g síran hořečnatého; 0,3 g pyruvátu sodného; 15 g agaru

Aplikace: 18,1 g na 1 l agaru

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CL01.1

Synonymum Agar medium S, Reasoner's 2A Agar