

Agar s bengálskou červení a dichloranem (s chloramfenikolem)

Selektivní agar pro počítání kvasinek a potravinových plísní, zvláště pro houby tvořící hýfy

- Dichloran omezuje šíření hub tvořících hýfy a zlepšuje tak počítání
- Chloramfenikol a nízké pH inhibují růst bakterií

Technické parametry

Certifikáty:	ISO 21527-1
pH:	5,6 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	5 g peptonu; 10 g glukózy; 1 g fosforečnanu draselného; 0,5 g síranu hořečnatého; 0,1 g chloramfenikolu; 0,002 g dichloranu; 0,025 g bengálské červení; 15 g agaru
Aplikace:	31,6 g na 1 l agaru



Aspergillus brasiliensis

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.AE25.1

Synonymum: DRBC Agar