

Agar s kvasničným extraktem

Pro izolaci a stanovení počtu mikroorganismů, např. bakterií, plísň nebo kvasinek

- Zvláště pro kultivaci mikroorganismů izolovaných ze vzorků vody

Technické parametry

Certifikáty:	DEV, EN ISO 6222
pH:	7,2 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	6 g tryptonu; 3 g kvasničného extraktu; 15 g agaru
Aplikace:	24 g na 1 l agaru

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CP63.1
pro mikrobiologii	1 kg	plast	R.CP63.2

Synonymum: WPCA, Water Plate Count Agar, Yeast Extract Agar