

Agar s kvasničným extraktem, glukózou a chloramfenikolem

Selektivní médium pro stanovení počtu kvasinek a plísni v mléce a mléčných produktech

Technické parametry

pH:	6,6 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	5 g kvasničného extraktu; 20 g glukózy; 0,2 g chloramfenikolu; 15 g agaru
Aplikace:	40,2 g na 1 l agaru



Agar s kvasničným extraktem, glukózou a chloramfenikolem

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CL00.1
pro mikrobiologii	1 kg	plast	R.CL00.2

Synonymum: Yeast Glucose Agar (YGC) Agar