

Agar s pomerančovým sérem

Pro izolaci, detekci a stanovení počtu acidotolerantních patogenů zejména v koncentrátech ovocných šťáv, zvláště citrusových

Technické parametry

Bezpečnostní věty (GHS):	H315-H317-H411-EUH208
pH:	5,5 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g peptonu z kaseinu; 5 g pomerančového extraktu; 4 g glukózy; 3 g fosforečnanu draselného; 3 g kvasnicového extraktu; 15 g agaru
Aplikace:	40 g na 1 l agaru

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.HP09.1