

Agar Sabouraud 2% glukózový

Selektivní agar pro taxonomickou analýzu patogenních hub

- Nízké množství glukózy podporuje aktivaci sekundárního metabolismu a následně tvorbu pigmentu

Technické parametry

pH:	5,6 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g peptonu z masa a kaseinu; 20 g glukózy; 17 g agaru
Aplikace:	47 g na 1 l agaru

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.AE22.1