


Agar Sabouraud 4% glukózový

Pro izolaci, diferenciaci a kultivaci kvasinek a hub

- Doporučeno pro růst a identifikaci *Candida albicans*

Technické parametry

pH:	5,6 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 liter):	10 g peptonové směsi; 40 g glukózy; 15 g agaru
Aplikace:	65 g na 1 l média



A: *Aspergillus brasiliensis*
B: *Candida albicans*

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., pro mikrobiologii	500 g	plast	R 79320
Ph.Eur., pro mikrobiologii	1 kg	plast	R 79322