

Agar Salmonella-Shigella

Pro izolaci patogenních enterobakterií, speciálně rody *Salmonella* a *Shigella*

Technické parametry

pH:	7,0 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	5 g masového extraktu; 5 g peptonové směsi; 10 g laktózy; 1 g citronanu železitého; 8,5 g žlučových solí; 8,5 g citronanu sodného; 8,5 g thiosíranu sodného; 0,00033 g brilantové zeleně; 0,025 g neutrální červeně, 13,5 g agaru
Aplikace:	60 g na 1 l agaru



Salmonella typhimurium