

Agar Slanetz-Bartley

Pro detekci a počítání fekálních streptokoků přímým počítáním nebo využitím metody membránové filtrace

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H302-H412
pH:	7,0 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	20 g tryptózy; 5 g kvasničného extraktu; 2 g glukózy; 4 g hydrogenfosforečnanu sodného; 0,4 g azidu sodného; 0,1 g tetrazoliumchloridu; 10 g agaru
Aplikace:	41,5 g na 1 l agaru

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R 79350