

Agar Standard Count

Pro vyčíslení množství aerobních bakterií v mléce, vodě a odpadních vodách

Technické parametry

pH: 7,2 ±0,2

Teplota skladování: +20 °C

Složení (na 1 litr): 3 g masového extraktu; 5 g peptonu z kaseinu; 5 g chloridu sodného; 12 g agaru

Aplikace: 25 g na 1 l média

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.AE91.1