

Agar XLD

Pro izolaci patogenních enterobakterií, zvláště rodů *Salmonella* a *Shigella*

Technické parametry

pH:	7,4 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	3,0 g xylózy; 5 g L-lyzinu; 7,5 g laktózy; 7,5 g sacharózy; 5 g chloridu sodného; 3 g kvasničného extraktu; 0,08 g fenolové červeně; 2,5 g desoxycholátu sodného; 6,8 thiosíranu sodného; 0,8 g síranu železnato-amonného; 13,5 g agaru
Aplikace:	52,2 g na 1 l agaru



Salmonella typhimurium

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., pro mikrobiologii	500 g	plast	R 79410
Ph.Eur., pro mikrobiologii	1 kg	plast	R 79412

Synonymum: Agar medium K; Xylose Lysine Desoxycholate Agar