

Agaróza FastGene® | NIPPON Genetics

Agaróza v prášku nebo v tabletách pro DNA/RNA elektroforézu

- Kvalitní agaróza pro rychlou separaci fragmentů DNA a RNA
- Vysoká kvalita a čistota vhodná pro molekulární biologii zaručuje vynikající průhlednost a umožňuje získat ostré a dobře viditelné proužky DNA/RNA
- U blotovacích experimentů je zaručena účinnost separace od 250 bp do 23 kb
- Použití koncentrací od 0,75 do 2 %
- Bez DNáz/RNáz
- EEO: 0,14-0,16

Technické parametry


Množství popelovin	≤ 0,45 %
Sírany	≤ 0,1 %
Čistota	≤ 4 NTU
Síla gelu	≥ 1000 g/cm ² (1%) ≥ 2200 g/cm ² (1,5%)
Teplota gelovatění	36 ± 1,5 °C
Teplota tání	88 ± 1,5 °C
DNase/RNase	NEGATIVNÍ



Agaróza FastGene® v prášku



Agaróza FastGene® v tabletách



Agaróza FastGene® v tabletách

Srovnání agarózy FastGene® s konkurencí

Popis	Čistota	Balení	Katalogové číslo
Agaróza FastGene® v prášku	pro molekulární biologii	100 g	N160100
Agaróza FastGene® v prášku	pro molekulární biologii	500 g	N160500
Agaróza FastGene® v tabletách	pro molekulární biologii	100 × 0,5 g	N160005