

AGARÓZA GTQ Roti® garose


Agaróza v kvalitě pro genetické inženýrství

CAS: 9012-36-6

- Pro preparativní DNA/RNA elektroforézu
- Všeobecně použitelná pro všechny rutinní molekulárně biologické metody
- Nízká vazba ethidium bromidu na gel
- Neobsahuje detekovatelnou aktivitu Dnáz a Rnáz, neváže DNA

Technické parametry

Elektroendoosmóza (EEO):	≤ 0,11
Pevnost 1% gelu:	≥ 1 200 g/cm ²
Pevnost 1,5% gelu:	≥ 2 300 g/cm ²
Teplota tuhnutí gelu:	36 °C (+mn 2 °C)
Teplota tání gelu:	92 °C (+mn 2 °C)
Obsah vody:	≥ 8 %
Množství popelovin:	≤ 0,5 %



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro molekulární biologii	10 g	R 63521
pro molekulární biologii	100 g	R 63522
pro molekulární biologii	500 g	R 63524