

## AGARÓZA Standard Roti® garose


Agaróza pro rutinní agarózové gely, laboratorní praktika a standardní analýzy

**CAS:** 9012-36-6

- Snadno tající nepěňivá agaróza
- Dobrá separační účinnost pro nukleové kyseliny od 1 do 20 kb
- Neobsahuje detekovatelnou aktivitu Dnáz a Rnáz
- Nízké pozadí po obarvení ethidium bromidem

## Technické parametry

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Elektroendoosmóza (EEO):         | ≤ 0,12                    |
| Pevnost 1% gelu:                 | ≥ 1 100 g/cm <sup>2</sup> |
| Teplota tuhnutí 1,5% gelu:       | 36 °C (+mn2 °C)           |
| Teplota tání 1,5% gelu:          | 90 - 95 °C                |
| Množství popelovin:              | ≤ 0,6 %                   |
| Obsah síranů (SO <sub>4</sub> ): | ≤ 0,15 %                  |
| Ztráty sušením:                  | ≤ 10 %                    |



AGARÓZA Standard Roti®garose

| Čistota                   | Balení | Katalogové číslo |
|---------------------------|--------|------------------|
| Pro DNA/RNA elektroforézu | 10 g   | R 38101          |
| Pro DNA/RNA elektroforézu | 100 g  | R 38102          |
| Pro DNA/RNA elektroforézu | 250 g  | R.3810.5         |
| Pro DNA/RNA elektroforézu | 500 g  | R 38103          |
| Pro DNA/RNA elektroforézu | 1 kg   | R 38104          |