

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 30% NF ROTIPHORESE® (29 : 1)

Vodný 30% roztok akrylamidu s přísadkou bisakrylamidu (poměr 29 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů, bez fluorescence

Technické parametry

Bezpečnostní věty (GHS): H340-H350-H372-H361f-H302+H312-H315-H319-H317



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	250 ml	R.A124.1
pro elfo	1 l	R.A124.2