

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 30% ROTIPHORESE® (37,5 : 1)

Vodný 30% roztok akrylamidu s přísadkou 0,8% bisakrylamidu (poměr 37,5 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů

Technické parametry

Hustota: 1,024 g·cm⁻³

Bezp. věty (GHS): H340-H350-H372-H361f-H302+H312-H315-H319-H317



AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 30% ROTIPHORESE®

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	250 ml	R 30293
pro elfo	500 ml	R 30292
pro elfo	1 l	R 30291