

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% NF ROTIPHORESE® (19 : 1)

Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 19 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů, bez fluorescence

Technické parametry

Hustota:	1,03 g·cm ⁻³
Skladování:	při 4 °C
Bezp. věty (GHS):	H302+H312-H315-H319-H317-H340-H350-H361f-H372



Balení	Čistota	Katalogové číslo
250 ml	pro elfo	R 15161