

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% NF ROTIPHORESE® (29 : 1)

Vodný 40% roztok akrylamidu s přidavkem bisakrylamidu (poměr 29 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů, bez fluorescence

Technické parametry

Hustota:	1,03 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H302+H332-H315-H317-H319-H340-H350-H361f-H372



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	250 ml	R.A121.1