

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% ROTIPHORESE® (29 : 1)

Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 29 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů

Technické parametry

Hustota: 1,03 g·cm⁻³

Bezp. věty (GHS): H302+H312-H315-H319-H317-H340-H350-H361f-H372



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	250 ml	R 15152
pro elfo	1 l	R 15151