

ALBUMIN roztok

Sterilní roztok albuminu vhodný pro všechny standardní aplikace

- Použití v imunoanalýzách jako blokovací činidlo, proteinový standard, pro stabilizaci enzymů a protilátek atp.
- Heatshock albumin
- Možnost dlouhodobého skladování v alikvotech při teplotě -20 °C

Technické parametry

Teplota skladování:

-20 °C



Popis	Balení	Katalogové číslo
Albumin roztok 20 %, pro biochemii a bun. biologii	20 ml	R.9400.1
Albumin roztok 20 %, pro biochemii a bun. biologii	100 ml	R.9400.2
Albumin roztok 20 %, pro biochemii a bun. biologii	500 ml	R.9400.3
Albumin roztok 30 %, pro biochemii a bun. biologii	20 ml	R.9401.1
Albumin roztok 30 %, pro biochemii a bun. biologii	100 ml	R.9401.2
Albumin roztok 30 %, pro biochemii a bun. biologii	500 ml	R.9401.3
Albumin roztok 30 % s azidem, pro biochemii	100 ml	R.9414.1
Albumin roztok 30 % s azidem, pro biochemii	500 ml	R.9414.2