

ALKALICKÁ FOSFATÁZA

z hovězí střešní sliznice

≥2000 glycinových U/mg proteinu (cca 6000 DEA U/mg proteinu)

Jedna glycinová jednotka (U) je definována jako množství enzymu, které katalyzuje hydrolýzu jednoho μmolu p-nitrofenyl fosfátu/min při pH 9,6 a 25 °C v glycinovém pufru.

CAS: 9001-78-9

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

~120 000 g/mol

Čistota	Balení	Katalogové číslo
≥2000 U/mg proteinu	10 KU (10 000 U)	R.6024.1