

AMONIAK, VODNÝ ROZTOK


hydroxid amonný vodný roztok, čpavek

CAS: 1336-21-6

Vzorec: $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	17,03
Hustota:	0,91 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H314-H335-H400



AMONIAK, VODNÝ ROZTOK 25 %

Technické parametry

Obsah:	min 24 %
--------	----------

Čistota	Balení	Katalogové číslo
čistý	1 l	A 07301
p.a.	1 l	A 07101
p.a.	5 l	A 07102

AMONIAK, VODNÝ ROZTOK

Čistota	Balení	Katalogové číslo
25 %, Ph.Eur.	1 l	R.2610.1
25 %, Ph.Eur.	2,5 l	R.2610.2
25 %, Ph.Eur.	5 l	R.2610.4
25 %, Ph.Eur.	10 l	R.2610.3

15 %, extra čistý	1 l	R.4346.1
15 %, extra čistý	5 l	R.4346.2
15 %, extra čistý	2,5 l	R.4346.5
15 %, extra čistý	10 l	R.4346.3
15 %, extra čistý	25 l	R.4346.4
min 25 %, extra čistý	1 l	R.5460.1
min 25 %, extra čistý	5 l	R.5460.2
min 25 %, extra čistý	10 l	R.5460.3
min 25 %, extra čistý	30 l	R.5460.4
20 %, čistý	1 l	R.6753.1
20 %, čistý	5 l	R.6753.2
20 %, čistý	10 l	R.6753.3
20 %, čistý	25 l	R.6753.4
10 %, čistý	1 l	R.6756.1
10 %, čistý	5 l	R.6756.2
10 %, čistý	2,5 l	R.6756.5
10 %, čistý	10 l	R.6756.3
10 %, čistý	25 l	R.6756.4
ROTIPURAN® min 25 %, p.a., pro histologii	1 l	R.6774.1
ROTIPURAN® min 25 %, p.a., pro histologii	2,5 l	R.6774.2
ROTIPURAN® min 25 %, p.a., pro histologii	5 l	R.6774.3
30-33 %, pro DNA syntézu	200 ml	R.A990.1
ROTIPURAN® min 30 %, p.a., ACS	1 l	R.CP17.1
ROTIPURAN® min 30 %, p.a., ACS	2,5 l	R.CP17.2
ROTIPURAN® min 30 %, p.a., ACS	5 l	R.CP17.3
ROTIPURAN® min 30 %, p.a., ACS	10 l	R.CP17.4
ROTIPURAN® min 30 %, p.a., ACS	25 l	R.CP17.5
30-33 %, extra čistý	1 l	R.P093.1
30-33 %, extra čistý	2,5 l	R.P093.2
30-33 %, extra čistý	10 l	R.P093.3

AMONIAK, 20% VODNÝ ROZTOK ROTIPURAN® SUPRA

K přípravě vzorků pro stopovou analýzu, analytický certifikát součástí dodávky

Technické parametry

Obsah:	20-22 %
Chloridy (Cl):	max 0,00005 %
Fosfáty (PO ₄):	max 0,000001 %
Sulfáty (SO ₄):	max 0,0001 %
Obsah kovových příměsí :	max 1 ppb

Čistota	Balení	Katalogové číslo
---------	--------	------------------

supra čistá, ppb kvalita	500 ml	R.HN56.1
supra čistá, ppb kvalita	4 l	R.HN56.3

AMONIAK, 20% VODNÝ ROZTOK ROTIPURAN® ULTRA

pro stopovou analýzu, analytický certifikát součástí dodávky

Technické parametry

Obsah:	20-22 %
Obsah Hg:	max 200 ppt
Obsah ostatních kovových příměsí :	max 10 - 20 ppt

Čistota	Balení	Katalogové číslo
ultra čistá, ppt kvalita	250 ml	R.HN66.2
ultra čistá, ppt kvalita	500 ml	R.HN66.1
ultra čistá, ppt kvalita	1 l	R.HN66.3